



## Embudos para barriles, PP / HDPE

### Embudos para barriles, PP / HDPE

Transparentes. Flujo rápido debido a un ángulo de 60°. Mango práctico para colgar. Adecuados para llenar grandes cantidades de líquido. Los códigos 9.251 640, 9.251 654 y 9.251 650 son productos aptos para alimentos conforme a la normativa CE nr. 10/2011.

Tamiz para 9.251 640 y 9.251 645 comercializable, no apto para uso alimenticio. Pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09251640	Funnels,PP,diam. 200 mm	1 pz.
LLG09251645	Funnels,PP,diam. 250 mm	1 pz.
LLG09251650	Funnels,PP,diam. 350 mm	1 pz.
LLG09251655	Funnels,PP,diam. 400 mm	1 pz.
LLG09251660	Barrel funnels 430 mm, PP	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

