



Accesorios para las micropipetas de desplazamiento positivo Acura[®] capillar 846

Socorex

Accesorios para las micropipetas de desplazamiento positivo Acura[®] capillar 846



Code	Description	Packaging
LLG06210135	Spare piston for Acura® 841/846 micro/5	5 pz.
LLG06210150	Capillary tubes 100 - 200 µl for Ac/100	100 pz.
LLG06304882	Spare piston for Acura® 841/846 micro/5	5 pz.
LLG06307233	Capillary tubes 10 - 50 µl for Acur/200	200 pz.
LLG06308831	Spare piston for Acura® 841/846 micro/5	5 pz.
LLG06308832	Capillary tubes 1 - 5 µl for Acura®/200	200 pz.
LLG06320887	Spare piston for Acura® 841/846 micro/5	5 pz.
LLG06803126	Capillary tubes 60 - 100 µl for Acu/200	1 pezzo
LLG06803127	Spare piston for Acura® 841/846 micro/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

