



## Embudos para polvo, PP

### Embudos para polvo, PP

Transparentes. Para frascos de varios cuellos, aplanados lateralmente, adecuados para cuellos de unión estándar de varios tamaños. Adecuados par el llenado de reactivos líquidos o en polvo en un matraz, en particular para cargar frascos de varios cuellos durante una reacción. Aptos para alimentos conforme a la normativa CE nr. 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09251814	Funnels,PP,with NS 14/23,diam. 40 mm	1 pz.
LLG09251819	Funnels,PP,with NS 19/26,diam. 50 mm	1 pz.
LLG09251829	Funnels,PP,with NS 29/32,diam. 80 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

