



Agitador magnético de 4 posiciones LLG-uniSTIRRER 1/M4

LLG Labware

Agitador magnético de 4 posiciones LLG-uniSTIRRER 1/M4

Un agitador magnético inductivo **ultra plano** con temporizador. La moderna técnica de bobina imantada no posee piezas desplazables y garantiza un accionamiento libre de desgaste.

Para un mejor mezclado de las muestras se puede cambiar la dirección de giro cada 30 segundos.

- Cantidad máxima agitada entre las diferentes posiciones de agitación: 400 ml
- Temporizador**(1 a 99 min, infinitamente)
- 100 % de impulso inductivo libre de desgaste y mantenimiento
- Indicador LED para el ajuste exacto de la velocidad de giro
- Velocidad de giro regulada digitalmente
- Alteración de la dirección de agitación
- Alto grado de protección IP 65
- Superficie de acero inoxidable

Material de suministro: agitador magnético, 1 adaptador de alimentación cada uno US, AUS, UK, 1 varilla agitadora magnética 25 x 8 mm

Especificaciones

Posiciones de agitación:

Distancia entre las diferentes posiciones de agitación:

Cantidad máx. de agitación (H₂O): 4

95 mm

4 x 0,4 l = 1,6 l

Rango de velocidad: 15 ... 1200 min⁻¹

Temperatura ambiente permitida: 5 ... 40 °C

Varillas de agitación: máx. 25 mm

Pantalla: LED

Superficie de apoyo (An x L): 122 x 385 mm


Dimensiones (An x L x Alt): 126 x 457 x 13,5 mm

Peso: 1,9 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Grado de protección: IP 65

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263425	LLG-uniSTIRRER 1/M44-position magnetic	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

