

**Agitatore magnetico uniSTIRRER 1/M4****LLG Labware**

Agitatore magnetico uniSTIRRER 1/M4 - ad induzione ultra-piatto senza riscaldamento per applicazioni in biologia e biochimica - per una migliore miscelazione del campione (>&gt;grave; possibile cambiare la direzione di rotazione ogni 30 secondi - motore induttivo al 100% privo di usura e manutenzione - display a LED per una precisa regolazione della velocit(>&gt;grave; di rotazione - velocit(>&gt;grave; di rotazione regolata digitalmente - elevata classe di protezione IP 65 - superficie in acciaio inossidabile.

**Caratteristiche**

Range velocit(>&gt;grave;: da 15 a 1200 rpm (>&gt;nbsp;);

Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40(>&gt;deg;C (>&gt;nbsp;);

Ancoretta magnetica: max. 25 mm (>&gt;nbsp;);

Display: LED (>&gt;nbsp;);

Piastra agitante (LxP): 122x385 mm (>&gt;nbsp;);


Dimensioni (LxPxH):(>&gt;nbsp;);126x457x13,5 mm (>&gt;nbsp;);

Peso: 1,9 kg (>&gt;nbsp;);

Alimentazione: 100 - 240 V, 50/60 Hz (>&gt;nbsp;);

Classe di protezione:(>&gt;nbsp;);IP 65 (>&gt;nbsp;);

Garanzia: 3 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06263425	Agitatore magnetico uniSTIRRER 1/M4	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

