



## Agitador magnético de 4 posiciones LLG-uniSTIRRER 1/M4

LLG Labware

### Agitador magnético de 4 posiciones LLG-uniSTIRRER 1/M4

Un agitador magnético inductivo **ultra plano** con temporizador. La moderna técnica de bobina imantada no posee piezas desplazables y garantiza un accionamiento libre de desgaste.

**Para un mejor mezclado de las muestras se puede cambiar la dirección de giro cada 30 segundos.**

- Cantidad máxima agitada entre las diferentes posiciones de agitación: 400 ml
- Temporizador**(1 a 99 min, infinitamente)
- 100 % de impulso inductivo libre de desgaste y mantenimiento
- Indicador LED para el ajuste exacto de la velocidad de giro
- Velocidad de giro regulada digitalmente
- Alteración de la dirección de agitación
- Alto grado de protección IP 65
- Superficie de acero inoxidable

**Material de suministro:** agitador magnético, 1 adaptador de alimentación cada uno US, AUS, UK, 1 varilla agitadora magnética 25 x 8 mm

#### Especificaciones

##### Posiciones de agitación:

**Distancia entre las diferentes posiciones de agitación:**

**Cantidad máx. de agitación (H<sub>2</sub>O): 4**

**95 mm**

**4 x 0,4 l = 1,6 l**

**Rango de velocidad: 15 ... 1200 min<sup>-1</sup>**

**Temperatura ambiente permitida: 5 ... 40 °C**

**Varillas de agitación: máx. 25 mm**

**Pantalla: LED**

**Superficie de apoyo (An x L): 122 x 385 mm**


**Dimensiones (An x L x Alt): 126 x 457 x 13,5 mm**

**Peso: 1,9 kg**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz**

**Grado de protección: IP 65**

**Garantía: 3 años**



Code	Description	Packaging
LLG06263425	LLG-uniSTIRRER 1/M44-position magnetic	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

