

**Incubadora con agitación de sobremesa 222DS****Corning BV****Incubadora con agitación de sobremesa 222DS**

La incubadora de mesa con agitación es la combinación de agitador y cámara de temperatura, diseñada para la agitación y el tratamiento térmico de muestras sensibles. Sustituye a dos dispositivos, reduce el tiempo y el espacio necesarios. Es muy adecuada para laboratorios de bioquímica, microbiología y medicina en los que el tratamiento térmico y por agitación de las muestras es una rutina de uso diario.

- Rango de trabajo de alta temperatura
- También se puede utilizar encámaras frigoríficas
- Lectura digital de todos los parámetros: lectura temporal o preestablecida de RPM, temperatura, tiempo, aceleración
- Los parámetros cambian mientras el dispositivo está funcionando (excepto el temporizador)
- Los últimos valores de los parámetros residen en la memoria, incluso si el dispositivo se apaga
- Regulación de temperatura ajustada con precisión y mantenida dentro de los 0,5 °C de desviación absoluta de la temperatura establecida
- Función de tiempo HOLD y STEP con una resolución de 1 minuto
- Plataformas fáciles de intercambiar
- Sensor de tapa



**Pedir el accesorio universal y la alfombrilla antideslizante por separado.**

**Especificaciones**

**Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 70 °C**

**Precisión: ± 0,5°C**

**Rango de velocidad: 20 a 300 rpm**

**Temporizador: 1 min - 99 horas o continuo**

**Tamaño de la plataforma: 300 x 300 mm**

**Requisitos de suministro: 230V, 50 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06259079	Incubateur à agitation de paille 222	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

