

**Semimáscara, Serie 4000+**

3M Deutschland GmbH

**Semimáscara, Serie 4000+**

La media máscara reutilizable sin mantenimiento 3Mä, serie 4000+, incorpora un nuevo conjunto de válvulas que ayuda a reducir la resistencia a la exhalación y la respiración en más de un 30%.

- Construcción libre de mantenimiento
- Correa para el cuello fácil de abrochar
- Lista para usar
- Diseño de bajo perfil para una mejor visión periférica
- Ligera, diseño bien equilibrado
- Material suave y no alergénico con sello facial texturizado
- Posición central de la válvula de exhalación para la eliminación efectiva del calor
- Usar hasta que se dañen, los filtros de partículas se obstruyan o los filtros de gas se saturen
- Muy buena compatibilidad con las gafas panorámicas 3Mä 2890 y 2890SA



Code	Description	Packaging
LLG06312036	Safety mask FFABEKP3RD series 4000+	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

