

**Semimáscara, Serie 4000+**

3M Deutschland GmbH

Semimáscara, Serie 4000+

La media máscara reutilizable sin mantenimiento 3Mä, serie 4000+, incorpora un nuevo conjunto de válvulas que ayuda a reducir la resistencia a la exhalación y la respiración en más de un 30%.

- Construcción libre de mantenimiento
- Correa para el cuello fácil de abrochar
- Lista para usar
- Diseño de bajo perfil para una mejor visión periférica
- Ligera, diseño bien equilibrado
- Material suave y no alergénico con sello facial texturizado
- Posición central de la válvula de exhalación para la eliminación efectiva del calor
- Usar hasta que se dañen, los filtros de partículas se obstruyan o los filtros de gas se saturen
- Muy buena compatibilidad con las gafas panorámicas 3Mä 2890 y 2890SA



Code	Description	Packaging
LLG06312036	Safety mask FFABEKP3RD series 4000+	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

