

**Cronómetro de corona****Hanhart****Cronómetro de corona**

Protección antigolpes, antipolvo y contra el agua. Carcasa metálica pulida al diamante. Ø 55 mm. Con anilla abierto.



Code	Description	Packaging
LLG09262005	Crown stopwatches,metal housing,1/5 sec	1 pz.
LLG09262010	Crown stopwatches,metal housing,1/10 se	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

