



Cronómetro, analógico, Mesotron

Cronómetro, analógico, Mesotron

Un temporizador de precisión de cuarzo con una gran pantalla analógica. Rango de medición: 0 a 60 segundos, 0 a 60 minutos. Escala interior 1 a 100 seg. / 100 min.

Diámetro de 110 mm.

Duración de la pila más de 18 meses con una pila de botón de 1,5 V.

Dimensiones (An x L x Alt): 130 x 40 / 95 x 175 mm

Peso: 375 g



Code	Description	Packaging
LLG09262080	Large quartz stopclock0-60 sec., 0-60 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

