



Cronómetros digitales Profil 25

Cronómetros digitales Profil 25

Pantalla LCD perfilada. Manejo mediante 2 teclas. 5 memorias, 5 para split (fracción) y 5 para Lap (lapso), pantalla LCD de 7 dígitos + 2 contadores de eventos, tamaño de caracteres 8 mm, rango de visualización: 9 h, 59 min, 59,99 s, función Start/Stop/Reset (puesta a cero), suma/split/Lap, reloj de tiempo real.



Code	Description	Packaging
LLG09262111	Stopwatch, digital Profile 25	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

