

**Cronómetros de adición****Hanhart****Cronómetros de adición**

Protección antigolpes, antipolvo y contra el agua. Carcasa metálica pulida al diamante. Ø 55 mm. Con anilla abierta



Code	Description	Packaging
LLG09262205	Addition stopwatches,metal housing, 1/5	1 pz.
LLG09262210	Addition stopwatches,metal housing, 1/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

