

**Cronómetro Amigo, mecánico****Hanhart****Cronómetro Amigo, mecánico**

Resistente a los impactos. Movimiento de resorte irrompible. Carcasa de ABS de 55 mm de diámetro. Se suministra con un cordón de 120 cm.



Code	Description	Packaging
LLG09262411	Addition stopwatches,ABS-housing, 1/5 s	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

