

**Armarios para botellas de gas, resistentes al fuego, serie G90****asecos****Armarios para botellas de gas, resistentes al fuego, serie G90**

- Color: gris RAL 7035
- Conexión de escape de aire (NW75) en la parte superior del armario
- Pies ajustables que permiten compensar las irregularidades del suelo
- Gran altura interior de 1858mm (modelo para dos botellas de 10 litros, altura interior de 1246mm)
- Orificios para pasar tuberías, sensores, etc en el techo del armario
- Suministro completo con carriles de montaje, rampa de rodadura y correas de retención de las botellas

Aprobado y seguro

- Etiquetado según la norma EN 14470-2, resistencia al fuego 90 minutos
- Aprobado por el GS



Code	Description	Packaging
LLG09840608	Gas bottle cabinet G90light grey, width	1 pz.
LLG09840609	Gas bottle cabinet G90light grey, width	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

