


**Vidrios de reloj, PP****Kartell****Vidrios de reloj, PP**

Con base. Resistentes a la esterilización con vapor (121 °C). Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09263526	Watch glasses, PPdiam. 60 mm	1 pz
LLG09263528	Watch glasses, PPdiam. 80 mm	1 pz
LLG09263530	Watch glasses, PPdiam. 100 mm	1 pz
LLG09263532	Watch glasses, PPdiam. 125 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

