



Dispensador LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo

Dispensador LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo

El LLG-uniTOPDISPENS2 Duo dispone de 4 modos de dispensación: dilución, enjuague, manipulación dual de líquidos y recirculación del líquido en una sola unidad. Todas estas características hacen que sea un dispositivo fácil de usar con una gran versatilidad! Seis rangos de volumen disponibles.

- Permite rellenar y enjuagar la botella sin necesidad de desmontar la unidad
- 4 modos de dispensación: dilución, enjuague, doble manipulación de líquidos y recirculación del líquido
- La válvula y el pistón de PTFE sin muelles, con junta tórica ETP resistente a los productos químicos, permiten una **alta compatibilidad química**
- Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3
- Dispensación suave, reproducible y sin esfuerzo
- Posibilidad de rotación de 360° gracias al adaptador de botella especialmente diseñado
- La boquilla de suministro flexible y ajustable proporciona al usuario flexibilidad en el ángulo de dispensación.
- Perilla de ajuste de volumen especialmente diseñada para un ajuste de volumen rápido y sencillo
- El tubo de aspiración extraíble telescópico se puede ajustar fácilmente a diferentes alturas de botella
- La tapa de la boquilla reduce el contacto con el aire y evita que se seque y gotee si se coloca la tapa de la boquilla
- Incluye cinco adaptadores para botellas (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm y 45 mm); rosca: 30 mm
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 10 a 15 min
- Calibrado individualmente de acuerdo con las normas ISO 8655 y cada unidad se suministra con un certificado de calibración individual
- 3 años de garantía

Material de suministro: Dispensador, 1 adaptador de botella cada uno 28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm, 45 mm





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

