



## Micropipeta monocanal LLG-proMLP

### Micropipeta monocanal LLG-proMLP

Las micropipeta monocanal LLG-proMLP combinan alta precisión y fiabilidad con un pipeteado ergonómico y de fuerza extremadamente baja que alivia el estrés de la mano y el pulgar. Este instrumento de alta precisión ha sido construido para mantener la precisión durante muchos años, lo que lo convierte en la elección ideal para todo trabajo científico que requiera un pipeteado exacto y reproducible.

Las pipetas LLG-proMLP están equipadas con un botón de expulsión ajustable que permite a los usuarios diestros e zurdos ajustar el botón\* según sus preferencias. El mecanismo de bloqueo de volumen incorporado y el precio competitivo completan estas pipetas de precisión de alta calidad. El volumen disponible oscila entre 0,2 µl y 10 ml.

-Alta calidad, **fabricadas en Francia**

-Alta precisión, fiabilidad y reproducibilidad

-Extremadamente ligeras mientras se mantiene la robustez

-Ergonomía perfecta para el máximo confort

-Pulsador codificado por colores para un manejo rápido

-Fuerzas de pipeteado extremadamente bajas

-**Bloqueo de volumen incorporado** para obtener resultados sin errores

-**Botón de expulsión de puntas\***, ajustable para diestros y zurdos

-Completamente autoclavables a 121 °C

-Con certificado de calibración individual (según EN ISO 8655)

\*No disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml

**Material de suministro:** micropipeta, herramienta de calibración



Code	Description	Packaging
LLG06270420	LLG-Microlitre pipette proMLP 21-channe	1 pz.
LLG06270421	LLG-Microlitre pipette proMLP 101-chann	1 pz.
LLG06270422	LLG-Microlitre pipette proMLP 201-chann	1 pz.
LLG06270423	LLG-Microlitre pipette proMLP 1001-chan	1 pz.
LLG06270424	LLG-Microlitre pipette proMLP 2001-chan	1 pz.
LLG06270425	LLG-Microlitre pipette proMLP 10001-cha	1 pz.
LLG06270426	LLG-Microlitre pipette proMLP 500-5000 m	1 pz
LLG06270427	LLG-Microlitre pipette proMLP 10K1-chan	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

