

**Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos****SI Analytics****Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos**

ISO 3105, DIN 51562.

Para mediciones manuales (tipo 501 ..) o automáticas (tipo 532 ..).

Constantes documentadas en el certificado del fabricante.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09268100 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268101 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268103 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268110 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268111 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268113 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268120 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268121 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268123 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268130 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268131 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268133 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268140 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,manua | 1 pz.     |
| LLG09268210 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |
| LLG09268213 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |
| LLG09268220 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |
| LLG09268223 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |
| LLG09268230 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |
| LLG09268233 | Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105,autom | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

