

**Tomamuestras LiquiSampler, de PTFE/FEP o PP****Bürkle****Tomamuestras LiquiSampler, de PTFE/FEP o PP**

DIN EN ISO 15528. Para los líquidos. Hecho de PTFE/FEP o PP ultrapuro y químicamente inerte para la toma de muestras sin contaminación. Práctico botón pulsador, operación con una sola mano. Adecuado para muestreo puntual, transversal y de fondo. Ideal para el muestreo de tambores abiertos y cerrados, barriles, tanques, silos, fuentes de agua (estanques, lagos, arroyos, ríos). Adecuado para todos los barriles y bidones comerciales con aberturas de al menos 32 mm de diámetro. Todas las superficies son no porosas y sin grietas, lo que evita la acumulación de suciedad. Sólo se utilizan roscas de perfil redondo, adecuadas para aplicaciones de higiene alimentaria. Fácil de desmontar y limpiar.



Code	Description	Packaging
LLG06255307	LiquiSampler from PTFE/FEPlength 60 cm,	1 pz.
LLG06901807	LiquiSampler from PPlength 600 mm, Ø 25	1 pz.
LLG09303950	Liqui-Samplers,for liquids,PTFE/FEP,1en	1 pz.
LLG09303951	Liqui-Samplers,for liquids,PTFE/FEP,1en	1 pz.
LLG09303955	Liqui-Samplers,for liquids,PP,transpare	1 pz.
LLG09303956	Liqui-Samplers,for liquids,PP,transpare	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

