

**Tomamuestras Quick Picker, acero inoxidable V4A o PP****Bürkle****Tomamuestras Quick Picker, acero inoxidable V4A o PP**

Adecuado para extraer materiales a granel de sacos o bolsas grandes y depositarlos directamente en botellas de muestra. Fácil de usar y limpiar. Sin grietas para evitar que los residuos de la muestra causen una contaminación cruzada que podría afectar a los resultados posteriores de la muestra.

Incluye un cepillo de limpieza y dos botellas de muestra de 250 ml.

Pedir por separado el sellado de seguridad close-it y close-it food & pharma.



Code	Description	Packaging
LLG06205458	Sampler QuickPicker PP clear L 50 cm	1 pz.
LLG09303850	Quick-sampler, total length 500 mm, cap.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

