

**Sello de cierre de control para la toma de muestras close-it****Bürkle****Sello de cierre de control para la toma de muestras close-it**

Blanco/plano o de color con campo de etiquetado. close-it - tiene una estructura tipo sándwich (aluminio/papel) y sella el contenedor herméticamente (barrera de vapor). La parte posterior de la etiqueta está cubierta con un adhesivo potente. Esto significa que close-it se adhiere firmemente a la mayoría de los contenedores comerciales, incluso a las superficies recubiertas con polvo fino, a las superficies ligeramente húmedas o incluso a las superficies congeladas donde las etiquetas convencionales o la cinta adhesiva no se pegan.

close-it food & pharma asegura también el éxito necesario al volver a cerrar las aberturas de las muestras, ya que evita de manera fiable que los productos se escapen después de la toma de muestras. El adhesivo cumple con las directrices europeas para productos alimentarios y las directrices de la FDA. Al igual que el original, close-it food & pharma tiene una capa de barrera de papel de aluminio, lo que hace que el close-it food & pharma sea perfectamente adecuado para la toma de muestras de productos alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, aditivos alimentarios, incluso productos congelados - cualquier aplicación en la que el producto no debe ser contaminado por el contacto con el adhesivo.



Code	Description	Packaging
LLG06228255	Control seals close-it foodred, 95x95 m	500 pz.
LLG09303910	Control seals close-it, printed, re/500	500 pz.
LLG09303911	Control seals close-it, printed, gr/500	500 pz.
LLG09303912	Control seals close-it, printed, ye/500	500 pz.
LLG09303913	Cotrol seals close-it, printed, blu/500	500 pz.
LLG09303914	Control seals clos-it, printed, bla/500	500 pz.
LLG09303915	Control seals close-it, plain, whit/500	500 pz.
LLG09303919	Label dispenser for close-it 95x95mm	1 pz.
LLG09303980	Control seals, red, Maxi 150x150mmp/250	250 pz.
LLG09303981	Control seals, green, Maxi 150x150m/250	250 pz.
LLG09303982	Control seals, yellow, Maxi 150x150/250	250 pz.
LLG09303983	Control seals, blue, Maxi 150x150mm/250	250 pz.
LLG09303984	Control seals, black, Maxi 150x150m/250	250 pz.
LLG09303985	Control seals, whiteroll 250 pieces	250 pz.
LLG09303986	Control seals close-it foodwhite, 95x95	500 pz.
LLG09303989	"Roller ""Close-it"" 120x120 mm"	1 pz.
LLG09303990	close-it controll closure sealFood, red	250 pz.
LLG09303991	close-it closure sealFood, white, plain	250 pz.
LLG09303992	close-it control sealstape, white, 95 m	1 pz.
LLG09303993	close-it control sealstape, white, 150	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09303994	Control seals close-it foodwhite, 95 mm	1 pz.
LLG09303995	close-it tapeFood, white, 150 mmroll of	1 pz.
LLG09303996	Control seals close-it foodyellow, 95x9	500 pz.
LLG09303997	Control seals close-it foodblue, 95x95	500 pz.
LLG09303998	Control seals close-it foodgreen, 95x95	500 pz.
LLG09303999	Control seals close-it foodblack, 95x95	500 pz.
LLG09304000	Control seals close-it Kontroll-Verschl	250 pz.
LLG09304001	Control seals close-it Food, blue, prin	1 pz.
LLG09304002	Control seals close-it Food, green, pri	250 pz.
LLG09304003	Control seals close-it Food, black, pri	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

