



Soporte o gradilla de fijación

SI Analytics

Soporte o gradilla de fijación

Modelo 05392. De acero VA.

Compatible con todos los viscosímetros tipo Ubbelohde, sin sondas TC. Para mediciones manuales y automáticas. Se usa para mantener viscosímetros colgantes en posición vertical y protegerlos contra fracturas. Desviación inferior a 1°. Además se protegen los viscosímetros de roturas.



Code	Description	Packaging
LLG09268790	Fixing frame,VA-steel,for Ubbelohde Vis	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

