

**Micropipetas monocanal Acura<sup>®</sup> manual 835, volumen fijo**

Disponibles con volumen fijo o variable. La última línea de pipetas Acura<sup>®</sup> manual se ha desarrollado prestando la misma atención al detalle que hizo famosa a la marca durante varias generaciones de instrumentos. Presentando un diseño suave y moderno con una fácil lectura del volumen. También presenta una serie de innovaciones que permiten un pipeteo seguro y fácil de alto rendimiento.

- Activación sin esfuerzo
- Un ajuste de volumen inteligente y fiable
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Eyector de puntas ajustable Justip<sup>™</sup> que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a los golpes, a la luz UV y al autoclave
- Tres años de garantía



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06205429 | Acura® manual 835 Fix, macro pipette 5  | 1 pz.     |
| LLG06205430 | Acura® manual 835 Fix, macro pipette 10 | 1 pz.     |
| LLG06235043 | Acura® manual 835 Fix, macro pipette 2  | 1 pz.     |
| LLG06258006 | Acura® manual 835 Fix, macro pipette 2. | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

