

**Micropipetas monocanal Acura[®] manual 835, volumen fijo**

Disponibles con volumen fijo o variable. La última línea de pipetas Acura[®] manual se ha desarrollado prestando la misma atención al detalle que hizo famosa a la marca durante varias generaciones de instrumentos. Presentando un diseño suave y moderno con una fácil lectura del volumen. También presenta una serie de innovaciones que permiten un pipeteo seguro y fácil de alto rendimiento.

- Activación sin esfuerzo
- Un ajuste de volumen inteligente y fiable
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Eyector de puntas ajustable Justip[™] que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a los golpes, a la luz UV y al autoclave
- Tres años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG06205429	Acura® manual 835 Fix, macro pipette 5	1 pz.
LLG06205430	Acura® manual 835 Fix, macro pipette 10	1 pz.
LLG06235043	Acura® manual 835 Fix, macro pipette 2	1 pz.
LLG06258006	Acura® manual 835 Fix, macro pipette 2.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

