

**Tubos para esterilización de pipetas, cuadrados****Bochem****Tubos para esterilización de pipetas, cuadrados**

Sección cuadrada. Apilables. Acero inoxidable 18/10. Con almohadilla de silicona en la base y la tapa. Caja An x L: 70 x 70 mm. Esterilizables hasta 205 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09010781	Pipette box square 210 x 70 x 70 mm18/1	1 pz.
LLG09010782	Pipette box square, 290 x 70 x 70 mm18/	1 pz.
LLG09010783	Pipette box square, 340 x 70 x 70 mm18/	1 pz.
LLG09010784	Pipette box square, 430 x 70 x 70 mm18/	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

