

**Tubos para esterilización de pipetas, cuadrados****Bochem****Tubos para esterilización de pipetas, cuadrados**

Sección cuadrada. Apilables. Acero inoxidable 18/10. Con almohadilla de silicona en la base y la tapa. Caja An x L: 70 x 70 mm. Esterilizables hasta 205 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09010781	Pipette box square 210 x 70 x 70 mm18/1	1 pz.
LLG09010782	Pipette box square, 290 x 70 x 70 mm18/	1 pz.
LLG09010783	Pipette box square, 340 x 70 x 70 mm18/	1 pz.
LLG09010784	Pipette box square, 430 x 70 x 70 mm18/	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

