

**Registrador de temperatura/humedad LOG32TH**

Dostmann electronic

**Registrador de temperatura/humedad LOG32TH**

- Tamaño de memoria: 60.000 mediciones
- Utilizable sin software, ajuste de error con un intervalo de 5 minutos
- Con software libre, intervalo de registro libremente ajustable: 30 segundos a 24 horas
- Creación automática de PDF (no se requieren drivers)
- Tiempo de vida de la batería > 2 años (intervalo de registro > 5 minutos)
- LEDs de estado y de alarma
- Incluye soporte de pared

**Perfil de aplicación:**

El LOG 32TH ha sido diseñado para el transporte o almacenamiento de productos

- Supervisión de calidad en los laboratorios durante la producción en las zonas de almacenamiento
- Condiciones de control en las instalaciones de fabricación
- Mantenimiento del producto almacenado conforme a HACCP
- Condiciones ambientales en centrales de energía eléctrica
- Control de neveras para la industria farmacéutica

**Especificaciones****Rango de medición: -40 a +70°C****Precisión: 0,1°C****Exactitud: ±0.5°C (-10 a +40°C), de lo contrario ±1.0°C****Rango de medición: 0 a 100% HR****Resolución: 0.1% HR****Precisión: ±3% HR (40 a 60%), ±3.5% HR (20 a 40% y 60 a 80%), de lo contrario ±5% HR****Interfaz: USB (integr.)****Carcasa: Plástico (ABS)****Batería: 1 x 3,6V ½ AA litio****Dimensiones: 100 x 19 x 19 mm****Peso: 70g**

Code	Description	Packaging
LLG09726422	Enregistreur de température/humidité LO	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

