

**Tubos para esterilización de pipetas****Bochem****Tubos para esterilización de pipetas**

Cilíndricos. De acero inoxidable 18/ 10. Con una capa de silicona en la base y en la tapa. La tapa tiene unos orificios que se abren y se cierran al girarla. Esterilizables hasta 205 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09010793	Pipette box, round, 450 x 65 mm18/8 ste	1 pz.
LLG09010794	Pipette box, round, 380 x 80 mm18/8 ste	1 pz.
LLG09010795	Pipette box, round, 500 x 80 mm18/8 ste	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

