


**Tubos para esterilización de pipetas****Bochem****Tubos para esterilización de pipetas**

Cilíndricos. De acero inoxidable 18/ 10. Con una capa de silicona en la base y en la tapa. La tapa tiene unos orificios que se abren y se cierran al girarla. Esterilizables hasta 205 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09010793	Pipette box, round, 450 x 65 mm18/8 ste	1 pz.
LLG09010794	Pipette box, round, 380 x 80 mm18/8 ste	1 pz.
LLG09010795	Pipette box, round, 500 x 80 mm18/8 ste	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

