

**Termómetro de penetración TDC 150**Xylem Analytics Germany  
(EBRO)**Termómetro de penetración TDC 150**

- Comprobaciones rápidas de temperatura
- Incluye protección para la aguja
- Batería recambiable

**Especificaciones****Exactitud:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $-30^{\circ}\text{C}$  a  $150^{\circ}\text{C}$ )****Periodo de vida de las baterías:****Fuente de alimentación: aproximadamente 5000 horas****1,5 V, LR44, G13****Dimensiones: 24 x 26 x 85mm****Sensor: NTC****Margen de medición:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$** **Temperatura de funcionamiento:  $0^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$** **Resolución:  $0.1^{\circ}\text{C}$  ( $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+150^{\circ}\text{C}$ )****Tiempo de respuesta ( $t_{99}$ ): 10 seg (agua)****Pantalla:****Material de la carcasa: LCD-7 mm****ABS****Grado de protección: IP 65****Sonda de temperatura: Acero inoxidable, diámetro 3,5 mm, L=125 mm, puntiaguda**

Code	Description	Packaging
LLG06233287	Thermometer TDC 150-50/+150°C, NL 125mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

