



Pipetas aforadas, clase AS, AR-Glass<sup>®</sup>, 1 aforo, graduación en azul

**Pipetas aforadas, clase AS, AR-Glass<sup>®</sup>, 1 aforo, graduación en azul**

Todas las pipetas aforadas Blaubrand<sup>®</sup> se suministran con el número de lote y un certificado de lote por embalaje exterior del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2,5 ml: 6 cilindros por embalaje). También disponibles con certificado individual o certificado de calibración DAkkS (antes DKD), a consultar.

-DIN EN ISO 648

-Marcado DE-M

-Graduaciones e inscripciones en esmalte azul de alto contraste

-Calibradas para la entrega (EX)





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

