

**Bombas de engranaje BVP-Z****Ismatec****Bombas de engranaje BVP-Z**

Rango de bombeo 1 - 7241 ml/min. Ajuste analógico de las revoluciones (60 - 6000 rpm, resolución 0,1%). Posibilidad de activación de todas las funciones desde la interfaz analógica externa. Opción de régimen permanente, presión diferencial hasta 5,2 bares y presión del sistema hasta 21 bares. Protección doble contra la sobrecarga. Interruptor de encendido y apagado para la interfaz analógica y revoluciones (0 a 5 V, 0 a 10 V, o bien 0 a 20 mA, 4 a 20 mA) así como salida para el control de número de revoluciones (0 a 10VDC o 0 a 12KHZ). Con imán.

-Peso 5,7 kg

-Medidas (AnxALtxL):155 x 220 x 260 mm

-Conexión de red 230 V/50 Hz/115V/60 Hz

-Registro de potencia: 150 W





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

