



## Guantes de crioprotección CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

### Guantes de crioprotección CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Adecuados para trabajar con nitrógeno líquido y otros gases criogénicos hasta aprox.  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Protegen contra quemaduras por contacto y frío en caso de fugas de gas líquido. Son guantes impermeables hechos de un tejido especial elástico y laminado. Aislamiento interior: tela de poliéster multicapa (410 g / m<sup>2</sup>) y membrana de porelle de poliolefina. Según normativa EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Advertencia: no están preparados para la inmersión en nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos.

1 par por paquete.



Code	Description	Packaging
LLG06270632	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270633	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270634	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270635	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270636	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270637	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270638	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270639	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270640	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

