



Guantes de crioprotección CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Guantes de crioprotección CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Adecuados para trabajar con nitrógeno líquido y otros gases criogénicos hasta aprox. $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$. Protegen contra quemaduras por contacto y frío en caso de fugas de gas líquido. Son guantes impermeables hechos de un tejido especial elástico y laminado. Aislamiento interior: tela de poliéster multicapa (410 g / m²) y membrana de porelle de poliolefina. Según normativa EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Advertencia: no están preparados para la inmersión en nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos.

1 par por paquete.



Code	Description	Packaging
LLG06270632	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270633	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270634	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270635	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270636	Cry protection glove Cryokit400 size /1	2 pz
LLG06270637	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270638	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270639	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz
LLG06270640	Cry protection glove Cryokit550 size /1	2 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

