



Fascos de boca ancha, vidrio transparente y ámbar, tapones roscados con recubrimiento de PTFE

Behr

Fascos de boca ancha, vidrio transparente y ámbar, tapones roscados con recubrimiento de PTFE

Cristal transparente y ámbar. Para almacenamiento y transporte. Los tapones de rosca con recubrimiento de PTFE son ideales para la toma de muestras.



Code	Description	Packaging
LLG04658141	Wide neck bottle RB 30 GT, 30ml amber/1	1 pz.
LLG04658142	Wide neck bottle RB 50 GT, 50ml amber/1	1 pz.
LLG04658143	Wide neck bottle RB 100 GT, 100ml amb/1	1 pz.
LLG04658144	Wide neck bottle RK 30 GT, 30ml clear/1	1 pz.
LLG04658145	Wide neck bottle RK 50 GT, 50ml clear/1	1 pz.
LLG04658146	Wide neck bottle RK 100 GT, 100ml cle/1	1 pz.
LLG09072325	Wide mouth bottle 250ml, amberwith PTFE	1 pz.
LLG09072326	Wide mouth bottles 500ml amber + closure	1 pz.
LLG09072327	Wide mouth bottles 1000ml, amberwith PT	1 pz.
LLG09103200	Wide-neck bottle RK 250 GT250 ml, threa	1 pz.
LLG09103201	Wide-neck bottle 500 ml clear + closure	1 pz.
LLG09103202	Wide-neck bottle RK 1000 GT1000 ml, thr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

