



## Bombas de pipeteo Pi-pump

### Bombas de pipeteo Pi-pump

Bomba de pipeteo Pi-pump hecha de plástico a prueba de ácidos, adecuado para todo tipo de pipetas. Al girar la rueda moleteada, se mueve un pistón y los líquidos pueden aspirarse o vaciar la pipeta. Esta técnica permite realizar pipeteados seguros y precisos a mano. La expulsión de los líquidos de manera precisa, es decir, línea por línea, es posible fácilmente. Los tamaños 2, 10 y 25 están equipados con una válvula adicional de liberación rápida que permite la liberación libre de líquidos instantáneamente.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

