

**Recipiente para pipetas**

Consta de dos secciones de aluminio deslizantes que se pueden presionar suavemente de forma telescópica para ajustarse a la longitud de las pipetas que se van a esterilizar. Esto significa que sólo se necesita un tamaño de recipiente para pipetas estándar de 280 a 420 mm de largo y uno para pipetas cortas o pasteur de 145 a 235 mm de largo. La almohadilla de silicona de 2 mm de espesor evita que se dañen las pipetas durante la carga y el transporte.



Code	Description	Packaging
LLG09010770	Silicone insert Rfor pipette container	1 pz.
LLG09010800	Variable pipet containers,aluminium,280	1 pz.
LLG09010801	Variable pipet containers,aluminium145-	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

