



Cuchara espátula desechable LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Bürkle

Cuchara espátula desechable LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Blanca. La espátula de cuchara es una espátula doble con una cuchara de 0,5 ml y una cuchara de 17 mm. La espátula cuchara tiene muchos usos diferentes en laboratorios, como cuchara para muestras, para medir o transferir pequeñas cantidades, como raspador o para mezclar y remover. Especialmente diseñada para uso desechable, resistente a los productos químicos y a la corrosión.

-SteriPlast[®]: Envasada individualmente, adicionalmente esterilizada con rayos gamma

-Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)

-De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284543	LaboPlast spoon spatula, PS,spoon 0.5ml	100 pz.
LLG06284544	LaboPlast spoon spatula, PS,spoon 0.5ml	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

