

Cuchara espátula desechable LaboPlast<sup>®</sup>/ SteriPlast<sup>®</sup>, PS

Bürkle

**Cuchara espátula desechable LaboPlast<sup>®</sup>/ SteriPlast<sup>®</sup>, PS**

Blanca. La espátula de cuchara es una espátula doble con una cuchara de 0,5 ml y una cuchara de 17 mm. La espátula cuchara tiene muchos usos diferentes en laboratorios, como cuchara para muestras, para medir o transferir pequeñas cantidades, como raspador o para mezclar y remover. Especialmente diseñada para uso desechable, resistente a los productos químicos y a la corrosión.

- SteriPlast<sup>®</sup>: Envasada individualmente, adicionalmente esterilizada con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284543	LaboPlast spoon spatula, PS,spoon 0.5ml	100 pz.
LLG06284544	LaboPlast spoon spatula, PS,spoon 0.5ml	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

