

**Termómetro digitalde bolsillo TLC 700**

ebro

**Termómetro digitalde bolsillo TLC 700**

El práctico termómetro TLC 700 es adecuado para la medición de la temperatura del interior de un objeto durante su transporte, almacenamiento y en la entrada de mercancías. Mediante una sonda de penetración tipo pinza se puede almacenar el termómetro hermético al agua de forma segura (IP 65). Se caracteriza por unas dimensiones pequeñas y por una pantalla grande y viene con certificado de calibración.

**Especificaciones**

**Rango de medición / Resolución:** -30 hasta +220°C / 0,1°C

**Precisión:** ±0,5 °C (-30 hasta +100 °C)

±1,0 °C (rango de medición restante)

**Sonda:** 70 mm

**Fuente de alimentación:** 1 x 3V (CR 2032)

**Dimensiones (An x L x Alt):** 118 x 33 x 15 mm

**Peso:** aprox. 41 g



Code	Description	Packaging
LLG09908018	Foldable thermometer TLC 700-30...+220°	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

