

**Micropipetas monocal Acura<sup>®</sup> manual 825/835, volumen variable**

Disponibles con volumen fijo o variable. La última línea de pipetas Acura<sup>®</sup> manual se ha desarrollado prestando la misma atención al detalle que hizo famosa a la marca durante varias generaciones de instrumentos. Presentando un diseño suave y moderno con una fácil lectura del volumen. También presenta una serie de innovaciones que permiten un pipeteo seguro y fácil de alto rendimiento.

- Activación sin esfuerzo
- Un ajuste de volumen inteligente y fiable
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Eyector de puntas ajustable Justip<sup>™</sup> que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a los golpes, a la luz UV y al autoclave
- Tres años de garantía



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06230186 | Acura® manual 835 macro pipettes0.2-2ml | 1 pz.     |
| LLG09411590 | Acura® manual 825 Micro pipette0.1 - 2  | 1 pz.     |
| LLG09411591 | Acura® manual 825 Micro pipette0,5 - 10 | 1 pz.     |
| LLG09411592 | Acura® manual 825 Micro pipette1 - 10 µ | 1 pz.     |
| LLG09411593 | Acura® manual 825 Micro pipette2 - 20 µ | 1 pz.     |
| LLG09411594 | Acura® manual 825 Micro pipette5 - 50 µ | 1 pz.     |
| LLG09411595 | Acura® manual 825 Micro pipette10 - 100 | 1 pz.     |
| LLG09411596 | Acura® manual 825 Micro pipette20 - 200 | 1 pz.     |
| LLG09411597 | Acura® manual 825 Micro pipette100 - 10 | 1 pz.     |
| LLG09411598 | Acura® manual 835 macro pipettes0.5-5ml | 1 pz.     |
| LLG09411599 | Acura® manual 835 macro pipettes1-10ml  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

