

**Micropipetas monocanal Acura<sup>®</sup> manual 825/835, volumen variable**

Disponibles con volumen fijo o variable. La última línea de pipetas Acura<sup>®</sup> manual se ha desarrollado prestando la misma atención al detalle que hizo famosa a la marca durante varias generaciones de instrumentos. Presentando un diseño suave y moderno con una fácil lectura del volumen. También presenta una serie de innovaciones que permiten un pipeteo seguro y fácil de alto rendimiento.

- Activación sin esfuerzo
- Un ajuste de volumen inteligente y fiable
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento
- Eyector de puntas ajustable Justip<sup>™</sup> que se ajusta a la mayoría de las puntas
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a los golpes, a la luz UV y al autoclave
- Tres años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG06230186	Acura® manual 835 macro pipettes0.2-2ml	1 pz.
LLG09411590	Acura® manual 825 Micro pipette0.1 - 2	1 pz.
LLG09411591	Acura® manual 825 Micro pipette0,5 - 10	1 pz.
LLG09411592	Acura® manual 825 Micro pipette1 - 10 µ	1 pz.
LLG09411593	Acura® manual 825 Micro pipette2 - 20 µ	1 pz.
LLG09411594	Acura® manual 825 Micro pipette5 - 50 µ	1 pz.
LLG09411595	Acura® manual 825 Micro pipette10 - 100	1 pz.
LLG09411596	Acura® manual 825 Micro pipette20 - 200	1 pz.
LLG09411597	Acura® manual 825 Micro pipette100 - 10	1 pz.
LLG09411598	Acura® manual 835 macro pipettes0.5-5ml	1 pz.
LLG09411599	Acura® manual 835 macro pipettes1-10ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

