



Jarras graduadas, con asa, de acero inoxidable, alta resistencia

Bochem

**Jarras graduadas, con asa, de acero inoxidable, alta resistencia**

De acero 18/10. Graduadas 100 ml. Con pico y asa.



Code	Description	Packaging
LLG09275850	Measuring beaker cap. 1 ltr.18/10 steel	1 pz.
LLG09275852	Measuring beaker cap. 2 ltr.18/10 steel	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

