



## Unidades de control para agitadores MIXdrive

02-mag

**Unidades de control para agitadores MIXdrive**

**MIXcontrol eco:** Unidad de control optimizada, ajuste de velocidad y encendido/apagado girando 2 unidades.

**MIXcontrol 20:** Carcasa de acero inoxidable, pantalla digital de velocidad, ajuste de potencia en 4 pasos, 20 vatios.

**MIXcontrol 40:** Idéntico al MIXcontrol 20, pero con un ajuste de potencia de 10 pasos, 40 vatios, 2 enchufes para los agitadores MIXdrive.

Pantalla: digital



Code	Description	Packaging
LLG09645969	Control unit MIXcontrol ecofor stirring	1 pz.
LLG09645970	Control unit MIXcontrol 20for stirring	1 pz.
LLG09645971	Control unit MIXcontrol 40for stirring	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

