



Unidades de control para agitadores MIXdrive

02-mag

Unidades de control para agitadores MIXdrive

MIXcontrol eco: Unidad de control optimizada, ajuste de velocidad y encendido/apagado girando 2 unidades.

MIXcontrol 20: Carcasa de acero inoxidable, pantalla digital de velocidad, ajuste de potencia en 4 pasos, 20 vatios.

MIXcontrol 40: Idéntico al MIXcontrol 20, pero con un ajuste de potencia de 10 pasos, 40 vatios, 2 enchufes para los agitadores MIXdrive.

Pantalla: digital



Code	Description	Packaging
LLG09645969	Control unit MIXcontrol ecofor stirring	1 pz.
LLG09645970	Control unit MIXcontrol 20for stirring	1 pz.
LLG09645971	Control unit MIXcontrol 40for stirring	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

