



Matraces aforados, vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduación ámbar, con tapón de PP

BRAND GMBH + CO.KG

Matraces aforados, vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduación ámbar, con tapón de PP

Blaubrand® Eterna. Según DIN EN ISO 1042. Mercado DE-M. Con número de lote. Graduación e inscripciones en Eterna ámbar. Calibrados para contener (IN). Tapones de PP. Todos los matraces aforados Blaubrand® se entregan con número de lote y un certificado de lote incluido por paquete. También disponible con trabajos individuales o certificado de calibración DAkkS (antes DKD), a petición. Los matraces aforados Blaubrand® (excepto los de cuello ancho) también están disponibles con certificación USP individual y de lote.

El certificado de lote también está disponible para su descarga en la página web del fabricante.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

