



Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup> vidrio ámbar, clase A, con tapón de PE

Hirschmann

**Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup> vidrio ámbar, clase A, con tapón de PE**

Calibrados en IN (TD). Vidrio ámbar. Con identificación de lote fechada.

Declaración de conformidad según DIN 12600. Con esmerilado y tapón de PE.

Marca de anillo y graduación en esmalte blanco duradero, según DIN EN ISO 1042.

Para estos productos se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG09276699	Volumetric flask 5ml, cl.A, amber, DURA	1 pz.
LLG09276700	Volumetric flask 5ml, cl.A, amber, DURA	1 pz.
LLG09276701	Volumetric flasks 10ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276702	Volumetric flask 10ml, cl.A, amber, DUR	1 pz.
LLG09276703	Volumetric flasks 20ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276704	Volumetric flask 25ml, cl.A, amber, DUR	1 pz.
LLG09276705	Volumetric flask 50ml, cl.A, amber, DUR	1 pz.
LLG09276706	Volumetric flask 100ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276707	Volumetric flask 200ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276708	Volumetric flask 250ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276709	Volumetric flask 500ml, cl.A, amber, DU	1 pz.
LLG09276710	Volumetric flask 25ml, cl.A, amber, DUR	1 pz.
LLG09276711	Volumetric flask 1000ml, cl.A, amber, D	1 pz.
LLG09276712	Volumetric flask 2000ml, cl.A, amber, D	1 pz.
LLG09276713	Volumetric flask 50ml, cl.A, amber, DUR	1 pz.
LLG09276714	Volumetric flask 100ml, cl.A, amber, DU	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

