

**Matraces aforados, PP, clase B, con tapones NS de PP****VITLAB****Matraces aforados, PP, clase B, con tapones NS de PP**

Ajustados a IN. Altamente transparentes. Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042. Las tensiones térmicas de hasta 60 °C no superan permanentemente los límites de tolerancia. Para conservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09276818	Volumetric flask 10 ml, PPNS 10/19, wit	1 pz.
LLG09276820	Volumetric flask 25 ml, PPNS 10/19, wit	1 pz.
LLG09276828	Volumetric flask 50 ml, PPNS 12/21, wit	1 pz.
LLG09276838	Volumetric flask 100 ml, PPNS 14/23, wi	1 pz.
LLG09276848	Volumetric flask 250 ml, PPNS 19/26, wi	1 pz.
LLG09276854	Volumetric flask 500 ml, PPNS 19/26, wi	1 pz.
LLG09276862	Volumetric flask 1000 ml, PPNS 24/29, w	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

