

**Matraces aforados, PMP, clase A****VITLAB****Matraces aforados, PMP, clase A**

Con tapones NS, PP. Altamente transparentes. Con marca anular calibrada individualmente a (IN). Tolerancias de clase A según DIN EN ISO 1042. Con número de lote impreso y certificado de lote. Esfuerzos térmicos de hasta 121°C (autoclavado) no superan permanentemente el límite de tolerancia. Para conservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60°C. A petición también con certificado de calibración DAKKS o certificado individual.



Code	Description	Packaging
LLG09276949	Volumetric flask 10ml, PMPcl.A, NS 10/1	1 pz.
LLG09276950	Volumetric flask 25ml, PMPcl.A, NS 10/1	1 pz.
LLG09276951	Volumetric flask 50ml, PMPcl.A, NS 12/2	1 pz.
LLG09276952	Volumetric flask 100ml, PMPcl.A, NS 14/	1 pz.
LLG09276953	Volumetric flask 250ml, PMPcl.A, NS 19/	1 pz.
LLG09276954	Volumetric flask 500ml, PMPcl.A, NS 19/	1 pz.
LLG09276955	Volumetric flask 1000ml, PMPcl.A, NS 24	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

